

## DW-110 Dri-Bath



DW-110 Dri Bath

### 특징

- PI Controller를 사용하여 온도를 Digital로 표시되며 정확한 온도 control로 사용하기에 편리하게 설계되어 있음.
- Temperature range = Ambient + 5°C ~ 110°C

### Specifications

Cat. No.	DW-110
Dimension(LxWxH)	220 x 148 x 95mm
Temperature sensor	PT100Ω
Temperature Accuracy	±0.1°C
Volt	115V/230V, 1A/0.5A, 50/60Hz
Price(₩)	456,500

\* 최대 온도 210°C까지 가능(DW-XXX)

\* Heating block은 별도로 판매합니다.

## Heating Block

## Heating Block



Heating Block

### 특징

- 알루미늄으로 제작하여 온도 전달이 빠르다
  - 미국 Thermolyne 社の Dri-Bath의 Block과 호환가능
  - Block은 Dri-Bath와 별도 판매

### Specifications

Cat. No.	Tube size	No of well	Price(₩)
HB-6	6mm	30	별도문의
HB-10	10mm	20	별도문의
HB-12	12mm	20	별도문의
HB-15	15mm	12	별도문의
HB-25	25mm	6	별도문의
HB-1.5	1.5ml Micro Tube	20	132,000
HB-0.2	0.2ml PCR Tube	6 Strips	별도문의

\* 그 외의 Size는 (주)대일테크에 문의 하세요.