

## DW-3000 Vortex Mixer



DW-3000



Basic accessory  
(VMA-Surface plate)



추가 accessory 1  
VMA-Round plate  
(₩12,100)



추가 accessory 2  
VMA-Well plate  
(₩12,100)

### 특징

- Vortex Mixer는 회전속도가 3000rpm으로 실험실에서 자주 사용되며 간단한 Mixing 작업에 사용됨.(Continue, Touch용 두가지 mode)
- 제품은 function, reliability, safety를 중요시하여 설계됨.
- 작고, simple하며 accessories가 다양함.  
; Test tube, micro tube, 96well plate

### Specifications

Cat. No.	DW-3000
Dimension(LxWxH)	150 x 100 x 125mm
Speed Range	0 ~ 3000rpm
Switch Mode	Continue, Touch
Accessories	Base: Test Tube, Surface Plate Addition: Micro Tube, 96 Well Plate
Volt	230V, 1A 50/60Hz
Price(W)	266,200

## Auto Call System

## Automatic Call System



ACS

### 특징

- 본 장비는 주장비(MPR, MDF, MBR, MCO, MIR, MLR...)의 전원코드가 빠졌거나 정전이 되어 전원이 들어오지 않을 경우 또는 이상(Alarm) 발생시 미리 입력된 연락처로 위치와 상황을 음성메세지로 알려줌.
- 음성메세지를 통하여 어디에 있는 어떤 장비의 이상인지를 알릴 수 있음.
- 전화번호는 5개까지 입력이 가능함 (전화는 5개가 순차적으로 발송됨)
- 유저가 전화나 Mobile을 받지 못하는 상황이라면 10회까지 순차적으로 발송함. (연락을 받은 사람이 다음 사람에게 연락이 안 가게 할 수도 있음 - 중간정지기능)
- 전화선은 구내 교환기선도 가능하고, 단독 국선도 가능함.

### Specifications

Cat. No.	ACS
기본제품의 구성	본체1개 + 배터리 3개 + 케이블 1개 + 설명서
전원	알카라인 배터리 1.5V, 3개( AA Size)
본체 크기	112(L) x 75(W) x 57(H)mm
통보번호 수	전화 5개
통로 경로	국선,교환기
음성확인기능	입력된 내용을 음성으로 확인 (약 12초)
키패드	15 keys
사용온도	상온
중량	220g
Price(W)	660,000