

Compact Balances

ES-30Ki Series

건설 현장의 기준 장비로서 아스콘, 기타 고체의 비중을 측정하고 중량을 계량하는 고정밀 저울



고분해능 비중측정 전자저울 Under Hook Scale Portable Compact Balance

Under Hook 비중측정기능
고분해능 정밀전자저울
RS-232C 통신기능
간편한 단위 변경키
백라이트 기능



도로 혼합용, 건설 및 레미콘
아스콘 비중 측정 장비
건설자재 기준설비
건설 현장에 설치해야하는 기준 장비로서
아스콘 및 고체의 비중을 측정하는
포터블 타입의 계량 장비



RS-232C 인터페이스
GLP 규격을 준수
계수기능
% 기능
동물계량 기능(Auto-hold)



언더훅 기능
비교 기능
자동OFF 기능
충전배터리 사용 가능



LCD 역정표시부(백라이트) / RS-232C 인터페이스 / GLP 규격을 준수 / 계수기능 / % 기능 / 동물 계량 기능 / 비교 기능 / 자동OFF 기능 / 충전배터리 사용 가능 / 언더훅 기능

제품사양	
모델	ES-30Ki
용량	30kg
최소표시	0.1g
반복성(표준편차)	0.3g
직선성	±0.6g
감도드리프트	±20ppm/°C (+10°C ~ +30°C)
동작 온/습도 범위	-10°C ~ +40°C, 85%R.H 이하(결로 없을 것)
표시부	액정표시부(7세그먼트 LCD, 24mm), Back Light 기능
사용전원	AC 아답터 or 충전배터리(옵션)
짐판크기	300×210mm
제품크기	315(W)×340(D)×130(H)mm
제품중량	약 4.9kg