

Precision Carat Balances

FZ-CT/FX-CT

FZ-500CT
FZ-700CT
FZ-1200CT
(분동내장형)



FX-500CT
FX-700CT
FX-1200CT
(표준형)

초소형 계량센서 SHS센서를 탑재한 국내 생산 귀금속 전용 Carat Balance

국내 최초 고정밀 Carat Balance
고정밀 소형(복사지 B5크기)
분동내장형 Carat Balance(FZ-CT)
New-SHS(Super Hybrid Sensor)
Air-pump Controlled - 내부 캘리브레이션(FZ-CT)
One Touch Automatic Calibration(FZ-CT)



EMC - 전자파 규정 설계
VFD 형광표시부
자동계수 정밀도 향상기능(ACAI)
동물계량 기능(Auto-hold)
비교기능
내(상한값), LO(하한값) 설정에 의해 계량Data를 쉽게 비교 표시

응답 속도 표시기능
내장형 충전배터리(FXi-09)
SCF 통계연산기능
표준 Underhook 장치
GLP/GMP/GCP/ISO 대응출력
RS-232C 통신카드 기본장착
USB 통신(FXi-02)



LAN - 이더넷 통신(FXi-08) - WinCT-Plus 소프트웨어(option)
WinCT-Plus software 는 IP주소, Subnet mask를 간단히 설정하여 사용할 수 있으며,
여러대 저울의 Data를 1대의 PC로 저장



■ SHS 센서 적용 ■ VFD 형광표시부 ■ Quick USB 인터페이스 ■ LAN-Ethernet 인터페이스 ■ RS-232C 인터페이스 ■ 계수기능 ■ % 기능 ■ 동물 계량 기능 ■ 통계 계산 기능 ■ 비교 기능 ■ 전원연결시 표시부 자동 ON
■ 자동OFF 기능 ■ 언더훅 기능 ■ 충전배터리 사용 가능 ■ 소프트웨어 제공 ■ FX-CT 시리즈 만 ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 ■ FZ-CT 시리즈 만 ■ 내부분동에 의한 캘리브레이션

Water-Proof / Precision Carat Balances

제품사양	분동내장형			표준형		
모델	FZ-500CT	FZ-700CT	FZ-1200CT	FX-500CT	FX-700CT	FX-1200CT
용량	510ct / 102g	760ct / 152g	1260ct / 252g	510ct / 102g	760ct / 152g	1260ct / 252g
최소표시	0.001ct / 0.001g					
수량모드	0.001g					
퍼센트모드	10, 25, 50, 100개					
	0.100g					
계량팬	0.01%, 0.1%, 1%(100% 중량에 의해 자동 전환)					
전원	Ø90mm / 집판재질 SUS304					
표준출력	AC아답타(TB248) 입력 AC100V(+10%~15%) 50/60Hz 소비전력 약 11VA(AC아답타 포함)					
제품크기	RS-232C 통신카드장착					
제품중량	198(W) x 294(D) x 315(H)mm			약 3.4kg		
부가설명	옵션 FX-02* Quick USB interface (케이블 포함) FX-08* Ethernet interface WinCT-plus software FX-09* 내장형 충전 배터리 ※FX-02, FX-08과 FX-09는 같이 사용할 수 없음			액세서리 AD-1683EX 정전기 제거기 AD-8920 외부표시기 AD-8922A 외부 콘트롤러 AD-8121B 프린터 AD-8526 RS/Ethernet 간버터 AD-1682 외장형 충전배터리		
				AD-K0273-500 : 방수용 RS-232C 케이블 (WP series) AX-FX i-31 : 본체 커버 AX-CARAT PAN-WJA : 캐럿용기 2SET(은색) AX-CARAT PAN-BJA : 캐럿용기 2SET(검은색)		