

# GR Series

GR202  
GR300  
GR200



## 0.01mg의 Semi-Micro 계량이 가능한 고성능 정밀전자저울

Auto Self-Calibration 기능과 인체공학적인 설계  
간편한 방풍창 동작 방법

### 자동 환경설정 조절기능

주위의 환경변화를 자동으로 감지하여 표시반응을 'FAST', 'MID', 'SLOW' 등으로 자동적으로 조절하여 주는 기능.



### 전원연결시 표시부 자동 ON

#### 원터치 캘리브레이션

단 한번의 CAL Key 작동으로 아주 빠르고 쉽게  
캘리브레이션의 조절



### 다양한 계량 단위

(g, mg, PCS, %, ct, DS 등)

### Data 메모리 기능 탑재 (최대 200개)

#### GLP/GMP/GCP/ISO 대응

#### RS-232C 표준 내장

PC와 양방향 통신 및 프린터와 직접  
연결 가능



### 비중 측정 기능

#### 표준 Underhook 장치

### WinCT Software 무상 제공

WinCT 프로그램은 RS-232C를 이용하여 A&D 전자저울 제품에서 컴퓨터로 계량 데이터를  
전송하여 데이터를 관리할 수 있는 프로그램.  
(USB HUB와 USB/RS-232C 컨버터는 소비자가 준비)



LCD 역정표시부 / 내부분동에 의한 캘리브레이션 / RS-232C 인터페이스 / GLP 규격을 준수 / 계수기능 / % 기능 / 전원연결시 표시부 자동 ON / 언더후크 가능 / EC의 "use in trade" 지시에 인증 / 소프트웨어 제공

제품사양	DUAL RANGE	SINGLE RANGE	
모델	GR202	GR300	GR200
용량 (g)	42g / 210g	310g	210g
최소표시	(g)	0.00001g / 0.0001g	0.0001g
	(mg)	0.01mg / 0.1mg	0.1mg
반복성 (표준편차)	0.02mg / 0.1mg	0.2mg	0.1mg
직선성	±0.03mg / 0.2mg	±0.3mg	±0.2mg
안정시간	8 초 (0.01mg) / 약 3.5 초 (0.1mg)		약 3.5 초
사용온도/습도	5°C ~ 40°C, 습도 85%이하		
표준출력	RS-232C 통신카드장착 (WinCT 소프트웨어 포함)		
계량팬	Ø85mm		
제품크기	249(W) x 330(D) x 328(H)mm		
전원	AC아답터 220V, 50/60Hz (약 11VA)		
제품중량	약 6.0kg		

#### 부가설명

- GR202는 DUAL RANGE입니다.
- GR202는 Semi-Micro Balance
- GR200/GR300는 Analytical Balance

#### 액세서리

- AD1653 비중측정키트
- AD1683EX 정전기 제거기
- AD-720Di 도트 매트릭스 프린터
- AD8922A 외부 컨트롤러