

GX-K/GF-K Series



저울의 반응속도, 정밀도를 향상시키는 동시에 유지비용을 최소화한 고중량 정밀전자저울

독특한 센서 기술은 매우 빠른 1.5초의 반응속도를 제공

모터구동 내부Calibration : GX-K

자동보정기능(Automatic Self Calibration) : GX-K

원터치 자동보정기능(One Touch Automatic Calibration) : GX-K

다양한 계량 단위

(g, kg, pcs, %, ct, DS 등)

표시부 전원 자동 OFF 기능

시간 간격 설정

Data 기억 기능으로 2, 5, 10, 30초 또는 1, 2, 5, 10분 간격으로 계량 할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

Data 메모리 기능 탑재(최대 200개)

동물계량 기능(Auto-hold)

고체물질의 비중 측정모드

표준 Underhook 장치

유지관리가 쉬운 배출구조

RS-232C 표준 내장

ID Number 기능

GLP/GMP/ISO 대응

방진방수 등급 IP65



분동내장형
GX8K
GX8K2
GX10K
GX12K
GX20K
GX30K
GX32K

표준형
GF8K
GF8K2
GF10K
GF12K
GF20K
GF30K
GF32K



SHS 센서 적용 / VFD 형광표시부 / RS-232C 인터페이스 / GLP 규격을 준수 / 계수기능 / % 기능 / 동물 계량 기능 / 통계 계산 기능 / 누적 중량 합산 기능 / 비교 기능 / 전원연결시 표시부 자동 ON / 자동OFF 기능 / 언더훅크 기능 / 자동으로 정밀범위 - 표준범위로 전환 / 방수방진 등급 IP65 / 소프트웨어 제공 GF-K ■ 외부분동에 의한 캘리브레이션 GX-K ■ 내부분동에 의한 캘리브레이션 / EC의 'use in trade' 지시에 인증

제품사양	분동내장형							표준형						
	GX8K	GX8K2	GX10K	GX12K	GX20K	GX30K	GX32K	GF8K	GF8K2	GF10K	GF12K	GF20K	GF30K	GF32K
용량	8.1kg	2.1kg/8.1kg	10.1kg	12kg	21kg	31kg	6.1kg/31kg	8.1kg	2.1kg/8.1kg	10.1kg	12kg	21kg	31kg	6.1kg/31kg
최소표시	0.01g	0.01g/0.1g	0.01g		0.1g		0.1g/1g	0.01g	0.01g/0.1g	0.01g		0.1g		0.1g/1g
반복성 (표준편차)	0.01g	0.01g/0.05g	0.01g		0.1g		0.1g/0.5g	0.01g	0.01g/0.05g	0.01g		0.1g		0.1g/0.5g
직선성	±0.02g	±0.02g/0.1g	±0.03g		±0.2g		±0.2g/1g	±0.02g	±0.02g/0.1g	±0.03g		±0.2g		±0.2g/1g
안정시간	약 1.5 초													
사용온도/습도	5°C ~ 40°C, 습도 85%이하													
표준출력	RS-232C 통신카드장착 (WinCT 소프트웨어 CD 포함)													
계량팬	270 x 210 mm													
제품크기	300(W) x 355(D) x 111(H)mm													
전원	ACアダプ터 220V, 50/60Hz													
제품중량	약 9.3kg							약 8.3kg						

부가설명
 ■ SmartRange 기능은 GX/GF8K2/32K에만 제공됩니다.

옵션
 GX-04K *1 부저 포함 컴퍼레이터 출력/ RS-232C/ Current Loop
 GX-06K *1 0~1V/ 0.2~1V 아날로그 출력/ Current Loop
 GX-07K *2 방수용 RS-232C 케이블(5m)
 ※주의1 : GX-04K, GX-06K, RS-232C는 동시에 사용불가
 GX-04K, GX-06K이 설치되면 방수, 방진 적용불가
 ※주의2 : 방수, 방진(IP65)용으로 표준 RS-232C를 사용하려면 방수 RS-232C 케이블을 사용해야함

액세서리
 AD-720Di
 AD8920A
 AD1682
 AXKO1710-200
 AXSW-128

도트 매트릭스 프린터
 외부 표시기
 외장형 충전배터리(최대사용시간 : 8시간)
 RS-232C 케이블(25P-9P)
 발 스위치